

KEYDENT ALMI 2 MINI ALGINAT-ANMISCHGERÄT


PERFEKTE ANMISCHUNG VON ALGINATEN

Alginat ist ein preisgünstiges und einfach zu verarbeitendes Abformmaterial mit vielen Vorzügen – wenn es richtig behandelt wird! Stichworte hierfür: Trockene Lagerung, blasenfreie Anmischung und zügige Weiterverarbeitung der Abformung.

Absolut blasenfreie Abdruckmasse durch ALMI 2 MINI

ist eine „conditio sine qua non“ des präzisen Abdrucks. Erfahrungsgemäß sind die von Hand gemischten Alginat aber nie ganz frei von Blasen. Hier lohnt sich die Investition in einen maschinellen Mischer wie den neuen Keydent ALMI 2 MINI.


Der vollautomatische Alginatmischer ALMI 2 MINI beschleunigt und standardisiert die Anmischung von Alginaten. In wenigen Sekunden steht eine homogene und absolut blasenfreie Abdruckmasse zur Verfügung.



Manuell



ALMI 2 MINI



Einsatzgebiet	Anmischung von Alginaten
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Reaktion von Alginatpulver mit Wasser • Homogene, geschmeidige und blasenfreie Abformmasse • Schneller Mischvorgang: Je nach Material 8 bis 30 Sekunden • Einfach zu bedienen • Kompakt gebaut • Abdrücke von hoher Präzision

Bestellnr. Bezeichnung

3114410 Keydent ALMI 2 MINI Alginat Anmischgerät

American Dental Systems GmbH Günther Jerney
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42 · D-85591 Vaterstetten

Bestellung und Beratung:
Telefon: +49 (0) 8106/300-300 · Fax: +49 (0) 8106/300-310
E-Mail: info@ADSystems.de · Internet: www.ADSystems.de



AMERICAN
Dental Systems