

# AKKUBETRIEBENER, SELBSTREINIGENDER MUNDSPIEGEL

## SEHEN, WAS SIE SEHEN WOLLEN!

**Jeder Zahnarzt hat seine eigene Technik, das Sichtproblem im Mundspiegel – verursacht durch Wasser, Bohrstaub und Blut – zu minimieren. Ein ununterbrochenes Präparieren ohne Spiegelverschmutzung ermöglicht erstmals der selbstreinigende Mundspiegel EverClear™.**



Der EverClear™ ist ein selbstreinigender Mundspiegel, der immer klar und sauber bleibt.

### 15.000 Umdrehungen in der Minute

EverClear™ ist ein akkubetriebener, sterilisierbarer und selbstreinigender Mundspiegel, der immer klar und sauber bleibt. Die neueste technologische Entwicklung ermöglicht die Ausstattung des EverClear™ mit einem Mikromotor, der mit 15.000 Umdrehungen in der Minute die Spiegeloberfläche dreht und so Wasser, Bohrstaub und Blut wegschleudert.

### Reduzierter Arbeitsstress

EverClear™ ist dabei leicht und handlich. Das Instrument ermöglicht erstmals ununterbrochenes Präparieren, auch unter ungünstigsten Bedingungen. Stress, der durch schlechte Sichtverhältnisse ausgelöst wird, gehört der Vergangenheit an. Für den Behandler bedeutet das: reduzierter Arbeitsstress, geringere Augenermüdung – speziell wenn mit Lupenbrille oder Mikroskop gearbeitet wird, deutliche Zeiter-

sparnis und erhöhte Produktivität – und einfach mehr Spaß bei der Arbeit!

### Sinnvolles Begleiten jedes Präparationssets

EverClear™ begleitet sinnvoll jedes Präparationsset, welches mit Kühlschpray eingesetzt wird – egal ob es sich hierbei um ein Schnelllaufwinkelstück, ein Turbinenwinkelstück oder ein Ultraschallhandstück handelt. EverClear™ fügt sich nahtlos in den Hygienekreislauf dieser Instrumente ein. Er entspricht selbstverständlich den Hygieneanforderungen und kann, mit Ausnahme des Akkus, voll sterilisiert werden.

### Die Vorteile im Überblick

- Erleichtert auch anspruchvollste Präparationen bei durchgängig klarer Sicht
- Ermöglicht beispiellose Sichtverhältnisse während der Ultraschall-Zahnsteinentfernung
- Führt zu deutlicher Zeitersparnis und erhöhter Produktivität

- Reduziert Arbeitsstress und ermüdete Augen durch konstant gute Sicht-Eigenschaften
- Schnurloser Betrieb mit wiederaufladbaren Hochleistungs-Akkus
- Schleudert Bohrstaub und Spray ab und sichert damit die volle Konzentration auf den Eingriff
- Ein Mikro-Magnetsystem erlaubt schnellen Austausch der doppelseitigen Präzisionspiegel, die auf modernsten, keramischen Kugellagern gleiten
- Voll autoklavierbares, ausgewogenes und ergonomisch geformtes Instrument
- Akkudauer: ca. 1 Std., Aufladedauer: 50 Min.



Glasklares Prinzip: Ein Mikromotor mit 15.000 Umdrehungen/Minute dreht die Spiegeloberfläche und schleudert so Wasser, Schmutz und Blut einfach weg.

Ein herkömmlicher Mundspiegel muss bereits nach wenigen Sekunden abgewischt werden.

Mit dem EverClear™ erleben Sie über die gesamte Behandlungsdauer die Annehmlichkeit, beständig und detailgenau zu sehen.

Bestellnr.	Bezeichnung	EUR
4388500	EverClear Intro-Set (EverClear Handstück, 2 Akkus, 3 Ersatzspiegel = 6 Spiegelflächen, Spiegelwechsler, Netzteil)	1.390,00
4388510	EverClear Ergänzungs-Set (EverClear Handstück, 1 Akku, 1 Ersatzspiegel = 2 Spiegelflächen, Spiegelwechsler)	850,00
4388520	Präzisions-Ersatzspiegel-Set (6 Ersatzspiegel = 12 Spiegelflächen)	69,50
4388522	Long-Life Pflegespray für den Motor (15 ml)	38,95

Alle Preise zzgl. MwSt.

American Dental Systems GmbH Günther Jerney  
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42 · D-85591 Vaterstetten

#### Bestellung und Beratung:

Telefon: +49 (0) 8106/300-300 · Fax: +49 (0) 8106/300-310  
E-Mail: info@ADSystems.de · Internet: www.ADSsystems.de



# AMERICAN Dental Systems